


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ache Para Wb, If/Icc, Elisa - P22303

Número de artículo: CM0029485



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la acetilcolinesterasa humana (ACHE, P22303). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a la región C-terminal para detectar las formas unidas a membrana y solubles.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ACHE
Observaciones/Alias	YT; ACEE; ARACHE; N-ACHE; ACHE
Especie	Humano
GenelD (humano)	43
GenelD	43
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 398-617 de la ACHE humana (NP_056646.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22303
Peso Molecular de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo