


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ackr3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P25106

Número de artículo: CM0018301



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ACKR3 para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta ACKR3 (CXCR7/RDC1) humano, de ratón y de rata, un receptor quimiocínico atípico que regula los niveles de quimiocinas y la vía MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACKR3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXC-R7; CXCR-7; GPR159; ACKR3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	57007
ID del gen	57007
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de ACKR3 humano (NP_064707.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25106
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo