


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acly Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53396

Número de artículo: CM0005047



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ACLY validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con ACLY humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en metabolismo lipídico, metabolismo del cáncer y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	mAb de Conejo ACLY
Observaciones/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Especie	Humano
GeneID (Humano)	47
GeneID	47
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 752-1101 de ACLY humano (NP_001087.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53396
Peso Proteico	121kDa
Envío	Bolsa de hielo