

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acmsd Para Wb, Elisa - Q8Tdx5

Número de artículo: CM0023578



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACMSD humano, adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Validado para la investigación del metabolismo del triptófano. Peso molecular predicho 38 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACMSD pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ACMSD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	130013
GeneID	130013
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-336 del ACMSD humano (NP_612199.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8TDX5
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo