


Anticuerpo Policlonal Contra Aconitasa 1 (Aco1) Para Wb, Elisa - P21399

Número de artículo: CM0026701



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Aconitasa 1 humana (ACO1/IRP1) para WB y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y rata. Esencial para la investigación del metabolismo del hierro y el ciclo del TCA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Aconitasa 1 (ACO1) pAb de conejo
Observaciones/Alias	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitasa 1 (ACO1)
Especie	Humano
GenelD (humano)	48
GenelD	48
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de la Aconitasa 1 humana (ACO1) (P21399)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P21399
Peso molecular de la proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo