


Anticuerpo Policlonal Anti-Aconitasa 1 (Aco1) Para Wb - P21399

Número de artículo: CM0025509



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Aconitasa 1 humana (ACO1, también IRP1) para Western blot y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Detecta una proteína de 98kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Aconitasa 1 (ACO1) pAb de conejo
Notas/Alias	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitasa 1 (ACO1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	48
GeneID	48
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de la Aconitasa 1 humana (ACO1) (NP_002188.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21399
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo