


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aconitasa 1 (Aco1) Para Wb, If/Icc, Elisa - P21399

Número de artículo: CM0011250



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la aconitasa 1 humana (ACO1/IRP1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del metabolismo del hierro y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Aconitasa 1 (ACO1) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitasa 1 (ACO1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	48
GeneID	48
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la aconitasa 1 humana (ACO1) (P21399)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21399
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo