

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aconitasa 2 (Aco2) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99798

Número de artículo: CM0026798

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Aconitasa 2 (ACO2) humana, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación del metabolismo mitocondrial y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra Aconitasa 2 (ACO2)
Observaciones/Alias	ICRD; OCA8; OPA9; ACONM; HEL-S-284; Aconitasa 2 (ACO2)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	50
ID del Gen	50
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 501-780 de la Aconitasa 2 humana (Aconitasa 2 (ACO2)) (NP_001089.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99798
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo