

Anticuerpo Policlonal Anti-Acot2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49753

Número de artículo: CM0014622



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACOT2, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de oxidación mitocondrial de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACOT2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MTE1; PTE2; CTE1A; PTE2A; CTE-1A; ZAP128; ACOT2
Especies	Humano
GeneID (Humano)	10965
GeneID	10965
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 222-483 de ACOT2 humano (NP_006812.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49753
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo