

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acot8 Para Wb, Elisa - O14734

Número de artículo: CM0017374

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ACOT8 validado para Western blot (WB) y ELISA en muestras humanas. Se dirige a la acil-CoA tioesterasa 8 (ACOT8), una enzima peroxisomal implicada en el metabolismo de los ácidos grasos, el procesamiento de ácidos biliares y las interacciones huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ACOT8
Observaciones/Alias	hTE; NAP1; PTE1; PTE2; PTE-1; PTE-2; HNAACTE; hACTE-III; ACOT8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10005
GeneID	10005
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la ACOT8 humana (NP_005460.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14734
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo