

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Acox1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15067

Número de artículo: CM0007482

### Introducción

mAb de conejo anti-ACOX1 de alta calidad para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Específico para la acil-CoA oxidasa peroxisomal 1 humana, de ratón y de rata, con un peso molecular de 74 kDa. Ideal para la investigación de trastornos metabólicos y peroxisomales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-ACOX1                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | AOX, ACOX, SCOX, MITCH, PALMCOX, ACOX1                                                                                           |
| Especie             | Humana                                                                                                                           |
| GenID               | 51                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de ACOX1 humana (NP_004026.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humana, de ratón y de rata                                                                                                       |
| SWISS               | Q15067                                                                                                                           |
| Peso molecular      | 74 kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |