

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acox1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15067

Número de artículo: CM0006573

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo ACOX1 validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón, rata. Ideal para investigación de la oxidación de ácidos grasos peroxisomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACOX1 Ac. Monoclonal de Conejo (mAb)
Observaciones/Alias	AOX; ACOX; SCOX; MITCH; PALMCOX; ACOX1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	51
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de ACOX1 humano (NP_004026.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15067
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo