

Anticuerpo Policlonico Anti-Acox2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99424

Número de artículo: CM0018399

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo de alta calidad contra ACOX2 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Adecuado para estudios sobre beta-oxidación peroxisomal de ácidos grasos de cadena ramificada y síntesis de ácidos biliares. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACOX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BCOX; BRCOX; CBAS6; THCCox; BRCACOX; ACOX2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8309
ID de Gen	8309
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de ACOX2 humano (NP_003491.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99424
Peso de la Proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo