

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acox3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15254

Número de artículo: CM0020660

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente la acil-coenzima A oxidasa 3 peroxisomal (ACOX3). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios del metabolismo de ácidos grasos de cadena ramificada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ACOX3
Observaciones/Alias	ACOX3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8310
ID del Gen	8310
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-100 de ACOX3 humano (NP_001095137)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15254
Peso Molecular de la Proteína	78kDa
Envío	En bolsa de hielo