

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Acp1 (Lmw-Ptp) Para Wb Y Elisa - P24666

Número de artículo: CM0019546



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ACP1 (LMW-PTP, HAAP) humano. Validado para WB y ELISA, reacciona con humano y ratón. Adecuado para estudiar la actividad de fosfatasa de proteínas tirosina y vías de señalización relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACP1 Rabbit pAb
Notas / Alias	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	52
GeneID	52
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 15-144 de la ACP1 humana (NP_004291.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P24666
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo