


## Anticuerpo Policlonal Anti-Acp5 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P13686

Número de artículo: CM0024112



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la fosfatasa ácida tartrato-resistente tipo 5 humana (ACP5/TRAP). Validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo óseo, investigación de osteoclastos y estudios de biomarcadores de leucemia.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ACP5 Conejo pAb                                                                                                                                             |
| Observaciones/Alias | HPAP; TRAP; TRAcP; TRACP5a; TRACP5b; TrATPase; ACP5                                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                      |
| ID del Gen (Humano) | 54                                                                                                                                                          |
| ID del Gen          | 54                                                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 76-325 de la ACP5 humana (NP_001602.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                    |
| Aplicación          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                         |
| SWISS               | P13686                                                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 37kDa                                                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                              |