

Anticuerpo Policlonal Anti-Acrv1 Para Wb, Elisa - P26436

Número de artículo: CM0026288

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ACRV1 (SP-10) humano, una proteína acrosómica esencial para la función espermática. Validado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para la investigación en biología reproductiva y el desarrollo de diagnósticos de infertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACRV1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SP-10, SPACA2, D11S4365, ACRV1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	56
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-265 de la ACRV1 humana (NP_001603.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P26436
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo