

Anticuerpo Policlonal Anti Anti-Acsf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q4G176

Número de artículo: CM0019415

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACSF3 humano (malonato--ligasa de CoA), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de síntesis de ácidos grasos intramitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACSF3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ACSF3; miembro 3 de la familia de acil-CoA sintetasa
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	197322
ID de Gen	197322
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 370-576 del ACSF3 humano (NP_777577.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q4G176
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo