

Anticuerpo Policlonal Anti-Acs1 Para Wb, Ip, If/Icc - P33121

Número de artículo: CM0020257

Introducción

Anticuerpo policlonal de cone de alta calidad contra ACSL1, validado para WB, IP, IF/ICC en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de ácidos grasos y la síntesis de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACSL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACS1; LACS; FACL1; FACL2; LACS1; LACS2; ACSL1
Especie	Humano
GeneID	2180
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 46-145 del ACSL1 humano (NP_001986.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33121
Peso Proteico	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo