

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-AcsL1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P33121

Número de artículo: CM0012295

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido a la ACSL1 humana. Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de ácidos grasos de cadena larga y la síntesis de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACSL1 Ac. mAb de conejo
Observaciones/Alias	ACS1, LACS, FAcl1, FAcl2, LACS1, LACS2
Especie	Humano
ID del gen	2180
Immunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 598-698 de la ACSL1 humana (NP_001986.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33121
Peso proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo