

Anticuerpo Monoclonal Anti-Acs1 Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc, Elisa - P33121

Número de artículo: CM0007553

Introducción

ACSL1 Rabbit PolymAb® es un anticuerpo monoclonal validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta ACSL1 humano, de ratón y de rata, una ligasa de ácidos grasos de cadena larga acil-CoA implicada en el metabolismo lipídico. Ideal para investigación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACSL1 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	ACS1; LACS; FACL1; FACL2; LACS1; LACS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2180
GeneID	2180
Inmunógeno	Péptido sintético (Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ACSL1 humano (NP_001986.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33121
Peso de la Proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo