

Anticuerpo Policlonal Anti-AcsL3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095573

Número de artículo: CM0016890

Introducción

pAb de Conejo ACSL3 validado para WB, IHC-P, ELISA; detecta ACSL3 endógeno en humano, ratón, rata. Long-chain-fatty-acid-CoA ligase 3, clave en el metabolismo de lípidos y la formación de VLDL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ACSL3
Observaciones/Alias	ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2181
ID de Gen	2181
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 621-720 del ACSL3 humano (NP_004448.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95573
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo