

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acsl3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95573

Número de artículo: CM0003968

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ACSL3, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Detecta una proteína de 80kDa. Dirigido a la ligasa de ácidos grasos CoA para estudios del metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ACSL3
Observaciones/Alias	ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	2181
GenelD	2181
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de ACSL3 humano (NP_004448.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95573
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo