

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acsl4 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O60488

Número de artículo: CM0002977

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-ACSL4 validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con ACSL4 humano, de ratón y de rata (O60488), una enzima clave en el metabolismo de ácidos grasos y la ferroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACSL4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2182
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-321 de ACSL4 humano (NP_075266.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60488
Peso Molecular de la Proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo