

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acsl4 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

Número de artículo: CM0026993

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACSL4 humano, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Dirigido a ACSL4, una enzima clave en la activación de ácidos grasos de cadena larga y la ferroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACSL4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2182
GeneID	2182
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-321 de ACSL4 humano (NP_075266.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60488
Peso Proteico	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo