

Anticuerpo Policlonal Anti-AcsL5 Para Wb Y Elisa - Q9ULc5

Número de artículo: CM0017116

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ACSL5 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta ACSL5 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo lipídico y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra ACSL5
Observaciones/Alias	ACS2; ACS5; FACL5; ACSL5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51703
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-739 de la ACSL5 humana (NP_057318.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULC5
Peso de la Proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo