

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acsl5 Para Wb, Elisa - Q9ULc5

Número de artículo: CM0013341

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ACSL5 de alta calidad validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de ácidos grasos y la síntesis de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACSL5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ACS2; ACS5; FACL5; ACSL5
Especies	Humano
GeneID (Humano)	51703
GeneID	51703
Inmunógeno	Proteína recombinante (aminoácidos 500-739 de ACSL5 humano)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULC5
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo