

Anticuerpo Policlonal Anti-Acsl6 Para Wb, Elisa - Q9Uku0

Número de artículo: CM0027059

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACSL6 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta proteínas expresadas endógenamente en muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios del metabolismo de ácidos grasos de cadena larga y la síntesis de lípidos cerebrales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACSL6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACS2; FACL6; LACS2; LACS5; LACS 6; ACSL6
Especie	Humano
GenelD (Humano)	23305
GenelD	23305
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 383-622 del ACSL6 humano (NP_001192180.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKU0
Peso proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo