


Anticuerpo Policlonal Anti-Acsm2A Para Wb, Elisa - Q08Ah3

Número de artículo: CM0014125



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ACSM2A humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de ácidos grasos mitocondriales y la activación de xenobióticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACSM2A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACSM2; A-923A4.1; ACSM2A
Especie	Humano
GeneID (humano)	123876
GeneID	123876
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 418-577 del ACSM2A humano (NP_001295101.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q08AH3
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo