

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acsm3 Para Wb, Elisa - Q53Fz2

Número de artículo: CM0019788

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ACSM3 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para investigación del metabolismo de ácidos grasos y estudios mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ACSM3
Observaciones/Alias	SA; SAH; ACSM3
Especie	Humano
ID del Gen	6296
Inmunógeno	péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q53FZ2
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo