

Anticuerpo Policlonal Anti-Acsm5 Para Wb, Elisa - Q6Nun0

Número de artículo: CM0020966

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ACSM5 humano (MACS3), validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar el metabolismo de los ácidos grasos, la acumulación de lípidos y la función mitocondrial en tejidos renales y hepáticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACSM5 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	Acsm5; ACSM5; MACS3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	54988
ID del gen	54988
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 27-130 de ACSM5 humano (NP_001311300.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6NUN0
Peso de la proteína	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo