


Anticuerpo Policlonal Anti-Acss1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nub1

Número de artículo: CM0013785



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ACSS1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta ACSS1 humano, de ratón y de rata. Para investigaciones sobre el metabolismo de la acetil-CoA, la cetogénesis y la función mitocondrial. Ideal para estudiar la utilización del acetato, el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta y la termogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ACSS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACAS2L; ACECS1; AceCS2L; ACSS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	84532
GeneID	84532
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-689 de ACSS1 humano (NP_115890.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NUB1
Peso molecular	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo