

Anticuerpo Policlonico Anti-Acss2 Para Wb, Elisa - Q9Nr19

Número de artículo: CM0016114

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ACSS2 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y rata, dirigiéndose a la acetil-CoA sintasa 2 (~79 kDa). Ideal para investigación en metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACSS2 Rabbit pAb
Notas/Alias	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dj1161H23.1, ACSS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55902
GeneID	55902
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 462-701 de la proteína ACSS2 humana (NP_061147.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NR19
Peso Molecular de la Proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo