

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acss2 Para Wb, Elisa - Q9Nr19

Número de artículo: CM0002631

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado contra ACSS2 humano (acetil-CoA sintetasa 2) para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta ACSS2 de ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación metabólica, la autofagia y la epigenética del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACSS2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCS1; dJ1161H23.1; ACSS2
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	55902
ID de Gen	55902
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del ACSS2 humano (Q9NR19).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NR19
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo