

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acss2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr19

Número de artículo: CM0026350

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la ACSS2 humana (acetil-CoA sintetasa 2), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ACSS2
Observaciones/Alias	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCS1; dj1161H23.1; ACSS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55902
GeneID	55902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 462-701 de la ACSS2 humana (NP_061147.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NR19
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo