

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acss3 Para Wb Y Elisa - Q9H6R3

Número de artículo: CM0015650

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACSS3 humano (Sintetasa de acil-CoA de cadena corta miembro de la familia 3, mitocondrial) validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACSS3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ACSS3
Especie	Humano
GeneID (humano)	79611
GeneID	79611
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-280 del ACSS3 humano (NP_078836.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H6R3
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo