


Anticuerpo Policlonal Contra La Proteína Anti-Activador 2 (Ap-2/Tfap2A) Para Wb, Elisa - P05549

Número de artículo: CM0016861



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor de transcripción AP-2-alfa humano (TFAP2A). Validado para WB y ELISA. Ideal para investigación en biología del desarrollo y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína activadora 2 (AP-2/TFAP2A)
Observaciones/Alias	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alfa; Proteína activadora 2 (AP-2/TFAP2A)
Especie	Humano
GeneID (humano)	7020
GeneID	7020
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-200 de la proteína activadora 2 humana (AP-2/TFAP2A) (NP_003211.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P05549
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo