


Anticuerpo Monoclonal Anti-Caspasa-3 Activa Para Wb, Elisa - P42574

Número de artículo: CM0002467



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la caspasa-3 activa (CPP32, SCA-1). Validado para WB y ELISA en muestras humanas. Ideal para la investigación de apoptosis. Reacciona con humano. Peso molecular 32 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Caspasa-3 Activa mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspasa-3 Activa
Especie	Humano
GeneID (humano)	836
GeneID	836
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la CASP3 humana (P42574).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P42574
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo