


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Actl6A Para Wb, Ihc-P, Elisa - O96019

Número de artículo: CM0012231



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la ACTL6A (BAF53A) humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de remodelación de cromatina, neurogénesis y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ACTL6A Rabbit mAb
Notas/Alias	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	86
GeneID	86
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 201-290 de la ACTL6A humana (O96019)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O96019
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo