


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Actl6A Para Wb, Ihc-P, Elisa - O96019

Número de artículo: CM0026610



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a ACTL6A (BAF53A), validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en remodelación de cromatina y neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo ACTL6A
Observaciones/Alias	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	86
ID del gen	86
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-120 de ACTL6A humano (NP_004292.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O96019
Peso proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo