

Anticuerpo Policlonal Anti-Actl6B (Baf53B) Para Wb/Ihc/If/Elisa - 094805

Número de artículo: CM0025789

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ACTL6B humano (BAF53B), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para investigación en remodelación de cromatina y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACTL6B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACTL6; DEE76; BAF53B; EIEE76; IDDSSAD; SMARCN2; arpNalpha; ACTL6B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51412
ID del Gen	51412
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de ACTL6B humano (NP_057272.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94805
Peso Molecular de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo