


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Actn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12814

Número de artículo: CM0017109



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la alfa-actinina-1 humana (ACTN1). Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios del citoesqueleto, la adhesión celular y la activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACTN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BDPLT15; ACTN1
Especie	Humana
GeneID (humano)	87
GeneID	87
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-330 de ACTN1 humana (NP_001123477.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P12814
Peso de la proteína	103 kDa
Envío	Bolsa de hielo