


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Actn2 Para Wb, If-P, Elisa - P35609

Número de artículo: CM0005516



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-ACTN2 validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la estructura del sarcómero y enfermedades musculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACTN2 Ac. mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MPD6, CMH23, CMYP8, CMD1AA, MYOC0Z, ACTN2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	88
ID del Gen	88
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ACTN2 humano (P35609)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35609
Peso Molecular de la Proteína	104kDa
Envío	Bolsa de hielo