


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Actn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P35609

Número de artículo: CM0028076



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la ACTN2 humana (alfa-actinina-2). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en biología muscular y cardiomiopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACTN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MPD6; CMH23; CMYP8; CMD1AA; MYOC0Z; ACTN2
Especie	Humano
GeneID (humano)	88
GeneID	88
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la ACTN2 humana (NP_001094.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35609
Peso molecular de la proteína	104 kDa
Envío	Bolsa de hielo