

Anticuerpo Monoclonal Anti-Actn3 Para Wb, If-P, Elisa - Q08043

Número de artículo: CM0003950



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la alfa-actinina-3 (ACTN3), adecuado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata; detecta una proteína de 103 kDa. Útil para el análisis de fibras musculares esqueléticas rápidas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACTN3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ACTN3D; ACTN3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	89
GeneID	89
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-800 de la ACTN3 humana (Q08043)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q08043
Peso Molecular de la Proteína	103kDa
Envío	Bolsa de hielo