

Anticuerpo Policlonal Anti-Actn3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q08043

Número de artículo: CM0018607



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ACTN3 de alta calidad para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta la alfa-actinina-3 en humanos, ratones y ratas; permite estudiar la reticulación de actina en las fibras musculares esqueléticas rápidas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACTN3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACTN3D; ACTN3
Especie	Humano
GeneID (humano)	89
GeneID	89
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 580-630 de ACTN3 humano (NP_001095.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q08043
Peso de la proteína	103 kDa
Envío	Bolsa de hielo