

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Actr10 Para Wb Y Elisa - Q9Nz32

Número de artículo: CM0017020



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al ACTR10 humano (Arp11) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de dineína/dinectina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACTR10 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Arp10; Arp11; ACTR11; HARP11; ACTR10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55860
GeneID	55860
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 218-417 del ACTR10 humano (NP_060947.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZ32
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo