

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Actr1A Para Wb, Elisa - P61163

Número de artículo: CM0030579



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ACTR1A optimizado para WB y ELISA. Validado en Humano, Ratón, Rata. Se dirige a la alfa-centractina, un componente del complejo dinactina que activa el transporte del motor dineína a lo largo de los microtúbulos. Ideal para investigación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACTR1A Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARP1; Arp1A; CTRN1; ACTR1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10121
GeneID	10121
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 187-376 de ACTR1A humana (NP_005727.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61163
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo