

Anticuerpo Monoclonal Anti-Actr1B Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P42025

Número de artículo: CM0007470

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ACTR1B humana (beta-centractactina), validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para la investigación del centrosoma y el citoesqueleto, y estudios de motilidad basada en microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACTR1B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PC3; ARP1B; CTRN2; ACTR1B
Especie	Humana
GeneID (Humano)	10120
GeneID	10120
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P42025
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo