

Anticuerpo Policlonico Anti-Actr3B Para Wb Y Elisa - Q9P1U1

Número de artículo: CM0027199

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ACTR3B para aplicaciones de WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Su diana participa en la organización del citoesqueleto de actina y puede afectar a la metástasis tumoral. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACTR3B Rabbit pAb
Notas/Alias	ARP11; ARP3BETA; ACTR3B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57180
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 189-418 de ACTR3B humana (NP_065178.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P1U1
Peso molecular	48kDa
Envío	Bolsa de hielo